


A close-up photograph of a person's mouth, showing their teeth and lips. A dental mirror is positioned in the mouth, reflecting the teeth. The background is a soft, out-of-focus light color.

DENFLY®

PUNTE DI GUTTAPERCA
E DI CARTA ASSORBENTE

STUDIO ODONTOIATRICO

SARATECH
DENTISTRY & TECHNOLOGY



INFORMAZIONI GENERALI

Le **punte di guttaperca** sono punte **accurate e precise**, ideali per il riempimento di canali radicolari preparati.

Le **punte di carta** sono invece coni utilizzati durante la terapia odontoiatrica per asciugare o applicare sostanze nel canale radicolare.

Entrambe sono disponibili in diversa conicità - **tutte standardizzate ISO 2% - 4% - 6% - marcate CE e regolarizzate FDA.**




Tutte le punte di guttaperca e carta assorbente sono compatibili con:

- **ProTaper Gold**
- **ProTaper Next**
- **WaveOne**
- **VDW Reciproc**

Disponibili in diversa:

- **Misura** - diametro ISO Ø
- **Taper** (conicità) - 0.02; 0.04; 0.06
- **Calibrata / non calibrata** - che contrassegnano la profondità di inserimento alla lunghezza desiderata





PUNTE DI GUTTAPERCA NON CALIBRATA

Standard

Materiale	Calibrato	Misura	Taper	Unità	Codice articolo
Guttaperca	No	20 ●	02	120	DFXYGP1200220
Guttaperca	No	25 ●	02	120	DFXYGP1200225
Guttaperca	No	30 ●	02	120	DFXYGP1200230
Guttaperca	No	35 ●	02	120	DFXYGP1200235
Guttaperca	No	40 ●	02	120	DFXYGP1200240

Guttaperca	No	20 ●	04	60	DFXYGP600420
Guttaperca	No	25 ●	04	60	DFXYGP600425
Guttaperca	No	30 ●	04	60	DFXYGP600430
Guttaperca	No	35 ●	04	60	DFXYGP600435
Guttaperca	No	40 ●	04	60	DFXYGP600440

Guttaperca	No	20 ●	06	60	DFXYGP600620
Guttaperca	No	25 ●	06	60	DFXYGP600625
Guttaperca	No	30 ●	06	60	DFXYGP600630
Guttaperca	No	35 ●	06	60	DFXYGP600635
Guttaperca	No	40 ●	06	60	DFXYGP600640
Guttaperca	No	50 ●	06	60	DFXYGP600650



20/.02



25/.02



30/.02



35/.02



40/.02



50/.06

Punte di gutta perca non calibrata

Compatibile ProTaper Gold

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	No	F1 ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPPG60F1
Guttaperca	No	F2 ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPPG60F2
Guttaperca	No	F3 ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPPG60F3
Guttaperca	No	F4-F5 ● ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPPG60F4-F5



F1



F2



F3



F4-F5

Punte di gutta perca non calibrata

Compatibile ProTaper Next

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	No	X1-X2 ● ●	60	ProTaper Next	DFXYGPPN60X1-X2
Guttaperca	No	X3 ●	60	ProTaper Next	DFXYGPPN60X3
Guttaperca	No	X4-X5 ● ●	60	ProTaper Next	DFXYGPPN60X4-X5



X1-X2



X3



X4-X5

Punte di gutta perca non calibrata

Compatibile WaveOne

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	No	S-P ● ●	60	WaveOne	DFXYGPWG60S-P
Guttaperca	No	M-L ● ●	60	WaveOne	DFXYGPWG60M-L



S-P



M-L

Punte di gutta perca non calibrata

Compatibile VDW Reciproc


Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	No	R25 ●	60	VDW Reciproc	DFXYGPVR60R25
Guttaperca	No	R40 ●	60	VDW Reciproc	DFXYGPVR60R40
Guttaperca	No	R50 ●	60	VDW Reciproc	DFXYGPVR60R50



R25



R40



R50

PUNTE DI GUTTAPERCA CALIBRATA

Standard

Materiale	Calibrato	Misura	Taper	Unità	Codice articolo
Guttaperca	Sì	20 ●	02	120	DFXYGPM200220
Guttaperca	Sì	25 ●	02	120	DFXYGPM200225
Guttaperca	Sì	30 ●	02	120	DFXYGPM200230
Guttaperca	Sì	35 ●	02	120	DFXYGPM200235
Guttaperca	Sì	40 ●	02	120	DFXYGPM200240

Guttaperca	Sì	20 ●	04	60	DFXYGP600420
Guttaperca	Sì	25 ●	04	60	DFXYGP600425
Guttaperca	Sì	30 ●	04	60	DFXYGP600430
Guttaperca	Sì	35 ●	04	60	DFXYGP600435
Guttaperca	Sì	40 ●	04	60	DFXYGP600440

Guttaperca	Sì	20 ●	06	60	DFXYGP600620
Guttaperca	Sì	25 ●	06	60	DFXYGP600625
Guttaperca	Sì	30 ●	06	60	DFXYGP600630
Guttaperca	Sì	35 ●	06	60	DFXYGP600635
Guttaperca	Sì	40 ●	06	60	DFXYGP600640
Guttaperca	Sì	50 ●	06	60	DFXYGP600650



20/.02



25/.02



30/.02



35/.02



40/.02



50/.06

Punte di gutta perca calibrata

Compatibile ProTaper Gold

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	Sì	F1 ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPMPG60F1
Guttaperca	Sì	F2 ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPMPG60F2
Guttaperca	Sì	F3 ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPMPG60F3
Guttaperca	Sì	F4-F5 ● ●	60	ProTaper Gold	DFXYGPMPG60F4-F5



F1



F2



F3



F4-F5

Punte di gutta perca calibrata

Compatibile ProTaper Next

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	Sì	X1-X2 ● ●	60	ProTaper Next	DFXYGMPN60X1-X2
Guttaperca	Sì	X3 ●	60	ProTaper Next	DFXYGMPN60X3
Guttaperca	Sì	X4-X5 ● ●	60	ProTaper Next	DFXYGMPN60X4-X5



X1-X2



X3



X4-X5

Punte di gutta perca calibrata

Compatibile WaveOne

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	Sì	S-P ● ●	60	WaveOne	DFXYGPMWG60S-P
Guttaperca	Sì	M-L ● ●	60	WaveOne	DFXYGPMWG60M-L



S-P



M-L

Punte di gutta perca calibrata

Compatibile VDW Reciproc


Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Guttaperca	Sì	R25 ●	60	VDW Reciproc	DFXYGPMVR60R25
Guttaperca	Sì	R40 ●	60	VDW Reciproc	DFXYGPMVR60R40
Guttaperca	Sì	R50 ●	60	VDW Reciproc	DFXYGPMVR60R50



R25



R40



R50



PUNTE DI CARTA ASSORBENTE NON CALIBRATA

Standard


Materiale	Calibrato	Misura	Taper	Unità	Codice articolo
Carta	No	15 ●	02	200	DFXYPP2000215
Carta	No	20 ●	02	200	DFXYPP2000220
Carta	No	25 ●	02	200	DFXYPP2000225
Carta	No	30 ●	02	200	DFXYPP2000230
Carta	No	35 ●	02	200	DFXYPP2000235
Carta	No	40 ●	02	200	DFXYPP2000240
Carta	No	45 ●	02	200	DFXYPP2000245
Carta	No	50 ●	02	200	DFXYPP2000250

Carta	No	15 ●	04	100	DFXYPP1000415
Carta	No	20 ●	04	100	DFXYPP1000420
Carta	No	25 ●	04	100	DFXYPP1000425
Carta	No	30 ●	04	100	DFXYPP1000430
Carta	No	35 ●	04	100	DFXYPP1000435
Carta	No	40 ●	04	100	DFXYPP1000440
Carta	No	45 ●	04	100	DFXYPP1000445
Carta	No	50 ●	04	100	DFXYPP1000450

Carta	No	15 ●	06	100	DFXYPP1000615
Carta	No	20 ●	06	100	DFXYPP1000620
Carta	No	25 ●	06	100	DFXYPP1000625
Carta	No	30 ●	06	100	DFXYPP1000630
Carta	No	35 ●	06	100	DFXYPP1000635
Carta	No	40 ●	06	100	DFXYPP1000640
Carta	No	45 ●	06	100	DFXYPP1000645
Carta	No	50 ●	06	100	DFXYPP1000650


Punte di carta assorbente non calibrata

Compatibile ProTaper Gold

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	No	F1-F5 	100	ProTaper Gold	DFXYPPPG100F1-F5


Punte di carta assorbente non calibrata

Compatibile ProTaper Next

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	No	X1-X5 	100	ProTaper Next	DFXYPPPN100X1-X5


Punte di carta assorbente non calibrata

Compatibile WaveOne

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	No	SPML 	100	WaveOne	DFXYPPWG100SPML

Punte di carta assorbente non calibrata

Compatibile ProTaper Next

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	No	R25-R50 	100	VDW Reciproc	DFXYPPVR100R25-R50



ProTaper Gold



ProTaper Next



Waveone



VDW Reciproc

PUNTE DI CARTA ASSORBENTE CALIBRATA



Standard


Materiale	Calibrato	Misura	Taper	Unità	Codice articolo
Carta	Sì	15 ●	02	200	DFXYPPM2000215
Carta	Sì	20 ●	02	200	DFXYPPM2000220
Carta	Sì	25 ●	02	200	DFXYPPM2000225
Carta	Sì	30 ●	02	200	DFXYPPM2000230
Carta	Sì	35 ●	02	200	DFXYPPM2000235
Carta	Sì	40 ●	02	200	DFXYPPM2000240
Carta	Sì	45 ●	02	200	DFXYPPM2000245
Carta	Sì	50 ●	02	200	DFXYPPM2000250

Carta	Sì	15 ●	04	100	DFXYPPM1000415
Carta	Sì	20 ●	04	100	DFXYPPM1000420
Carta	Sì	25 ●	04	100	DFXYPPM1000425
Carta	Sì	30 ●	04	100	DFXYPPM1000430
Carta	Sì	35 ●	04	100	DFXYPPM1000435
Carta	Sì	40 ●	04	100	DFXYPPM1000440
Carta	Sì	45 ●	04	100	DFXYPPM1000445
Carta	Sì	50 ●	04	100	DFXYPPM1000450

Carta	Sì	15 ●	06	100	DFXYPPM1000615
Carta	Sì	20 ●	06	100	DFXYPPM1000620
Carta	Sì	25 ●	06	100	DFXYPPM1000625
Carta	Sì	30 ●	06	100	DFXYPPM1000630
Carta	Sì	35 ●	06	100	DFXYPPM1000635
Carta	Sì	40 ●	06	100	DFXYPPM1000640
Carta	Sì	45 ●	06	100	DFXYPPM1000645
Carta	Sì	50 ●	06	100	DFXYPPM1000650


Punte di carta assorbente calibrata

Compatibile ProTaper Gold

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	Sì	F1-F5 	100	ProTaper Gold	DFXYPPMPG100F1-F5


Punte di carta assorbente calibrata

Compatibile ProTaper Next

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	Sì	X1-X5 	100	ProTaper Next	DFXYPPMPN100X1-X5


Punte di carta assorbente calibrata

Compatibile WaveOne

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	Sì	SPML 	100	WaveOne	DFXYPPMWG100SPML

Punte di carta assorbente calibrata

Compatibile ProTaper Next

Materiale	Calibrato	Misura	Unità	Compatibilità	Codice articolo
Carta	Sì	R25-R50 	100	VDW Reciproc	DFXYPPMVR100R25-50



ProTaper Gold



ProTaper Next



Waveone



VDW Reciproc



www.sanatech.eu
ordini.sanatech@gmail.com
+39 377 84 53 716