

# FRESATRICE DENTALE CNC A 5 ASSI

LABORATORIO ODONTOTECNICO

--- YRC-5X ---


# YCR-5X

## Fresatrice dentale CNC a 5 assi

La fresatrice dentale Yucera è un'apparecchiatura di taglio a secco con **collegamento a cinque assi**, progettata con un **elevato livello di precisione** di esecuzione del lavoro e **un'elevata affidabilità**.


Garantisce un'esperienza di lavorazione più **efficiente, potente, accurata e stabile**.  
Rappresenta la miglior soluzione per la **lavorazione dei dischi in zirconia**.

### Struttura



Modello: YCR/5X  
Cod. art. SNFDYCR-5X

### Materiali lavorabili



# YCR-5X

## Fresatrice dentale CNC a 5 assi

### Parametri tecnici

Modello	YRC-5X
Dimesioni	530*650*750mm
Peso	102kg
Asse di rotazione / angolo di funzionamento	A: 360° B:+35° -91°
Potenza	1.5kw
Precisione di taglio	0.01mm
Capacità cassetta degli strumenti	7
Metodo di elaborazione	Collegamento a cinque assi, fresatura
Caratteristiche delle frese	Frese diametro 4mm
Velocità dell'asse principale	0-60,000rpm
Pressione di lavoro	4,5-7,5bar (senza acqua, senza gas)
Frequenza	220-230V
Pressione	≥6.0bar

### Prodotti



Faccette



Corona completa



Ponte corona completa



Corona interna



Ponte corona interna



Inlay



Corona telescopica



Ponti implantari



Protesi completa



Calco dentale



[www.sanatech.eu](http://www.sanatech.eu)  
[ordini.sanatech@gmail.com](mailto:ordini.sanatech@gmail.com)  
+39 377 84 53 716